



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel stomatologiczny EKODENT-X ATU (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 VA
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim - posiada ślady użytkowania (zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranych przez klienta, z naszego wzornika kolorów),**
- **Fotel stomatologiczny EKODENT-X ATU** to najbardziej popularny polski fotel stomatologiczny od lat rozwijany i udoskonalany,
- **Specyfikacja:**
 - Sztwna konstrukcja szkieletu i zagłówek,
 - Ergonomiczna, bezszwowa tapicerka 3D,
 - Brak konieczności przykręcania fotela do podłogi,
 - Składany podłokietnik,
 - Płynna elektryczna regulacja za pomocą załącznika nożnego:
 - Wysokości siedziska w zakresie: 50 - 100 cm,
 - Kąta nachylenia oparcia w zakresie 0 - 75°,
 - Manualna regulacja wysokości zagłówek,
 - Zoptymalizowany do współpracy z wieloma unitami dostępnymi na rynku,
- **W zestawie:**
 - Załącznik nożny,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 160 x 135 x 65 cm,
- Waga: 72 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

