



Fotel stomatologiczny FOSHAN ZC-S300 (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 800 VA
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim - posiada ślady użytkowania (zostanie wymieniona na nową, w kolorze wybranym przez klienta, z naszego wzornika kolorów),**
- **Specyfikacja:**
 - Sztywna konstrukcja szkieletu i zagłówek,
 - Ergonomiczna, bezszwowa tapicerka 3D,
 - Brak konieczności przykręcania fotela do podłogi,
 - Podłokietnik z możliwością montażu z prawej lub lewej strony fotela,
 - Płynna elektryczna regulacja za pomocą manipulatora nożnego umieszczonego w podstawie fotela:
 - Wysokości siedziska w zakresie: 50 - 85 cm,
 - Kąta nachylenia oparcia w zakresie 0 - 80°,
 - Manualna regulacja wysokości zagłówek,
 - Zoptymalizowany do współpracy z wieloma unitami,
 - Wyposażony w lampę zamocowaną na ramieniu z manualną regulacją w wielu płaszczyznach,
- Wymiary: 140 x 82 x 190 cm,
- Waga: 145 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

