



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser radiofrekwencyjny EVA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 100 W,
- **Laser radiofrekwencyjny EVA** to pierwsze urządzenie na świecie, które korzysta z unikalnej, zaawansowanej technologii VDM (Vaginal Dynamic RadioFrequency) - opiera się ona na Dynamicznej Energii Quadripolarnej, która gwarantuje wysoką dokładność zabiegów, na określonych warstwach tkanki pochwy. Dzięki systemowi kontrolowanej emisji energii zmniejsza się ryzyko przegrzania, eliminując ryzyko poparzenia.
- System RSS (RadioFrequency Safety System) umożliwia uwolnienie całego potencjału technologii VDR, gwarantując bezpieczeństwo podczas każdej sesji. W skład systemu wchodzi: system monitorowania ruchu rękojeści, system monitorowania temperatury w 4 punktach, przycisk bio-feedback button, umożliwiający pacjentce przerwanie zabiegu
- System UPR – UltraPulsed Radioporation służący do przezskórnego podawania substancji aktywnych (np. witaminy, kwas hialuronowy, hormony) do tkanki pochwy i sromu
- Automatycznie kontrolowane elektrody i monitorowanie czujników ruchu rękojeści uniemożliwiają terapeutce pozostanie w jednym miejscu zbyt długo, zabezpieczając tkanki przed przegrzaniem.
- Oprócz tego, temperatura jest stale monitorowana aby z jednej strony mieć pewność, że osiągnięto poziom terapeutyczny, a z drugiej, że nie przekroczono jej górnej granicy,
- **Zalety:**
 - Skuteczne zabiegi endowaginalne i na wargach sromowych,
 - Zabieg lunchowy, trwający 20 minut,
 - Nieinwazyjna procedura typu walk-in/ walk-out,
 - Ciągła kontrola wszystkich kluczowych parametrów zabiegu,
 - Certyfikat medyczny,
- **Wskazania:**
 - Brak lub obniżona satysfakcja seksualna,
 - Atrofia pochwy i sromu (VVA),
 - Objawy Menopauzalnego zespołu moczowo-płciowego (GSM),
 - Zespół rozluźnienia pochwy,
 - Łagodne wysiłkowe nietrzymanie moczu,
 - Chęć odmłodzenia pochwy i warg sromowych,
- **Specyfikacja:**
 - Moc RF: 55W ± 10%,
 - Kontrola mocy: cyfrowy PWM 5% - 100 %,
 - Technologia VDR: 1 Mhz czterobiegunowa dynamiczna RADIO4,
 - Technologia RSS: Technologia wielokrotnej kontroli bezpieczeństwa RF,
 - Programy: Oprogramowanie z wstępnie zapisanymi programami,
 - Sterowanie: Obrotowy enkoder z przyciskiem wyboru parametrów, ekran dotykowy, przełącznik nożny, Bio-feedback,
 - Bezpieczeństwo: Wyłącznik zasilania z kluczykiem, przycisk awaryjny, Bio-feedback, Technologia RSS,
 - Łączność: LAN, Bluetooth, USB,
- Mobilny na wózku z 3 kołami, wszystkie z hamulcem,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, IT,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Głowica z przewodem + nakładki (6 szt. – 3 wewnętrzne i 3 zewnętrzne)
 - Przełącznik nożny,
 - Przycisk Bio-feedback,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 45 x 54 x 113 cm,
- Waga: 18 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

