



## Wózek do transportu blatów FAMED WB-06.1 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Wózek do transportu blatu stołu operacyjnego FAMED SU-06,
- **Wyposażony w:**
  - Uchwyt transportowy,
  - Podnoszeni manualne za pomocą załącznika nożnego w zakresie: 59 - 79 cm,
  - Centralną oraz kierunkową blokadę kół,
  - Cztery duże koła o średnicy 20 cm,
  - Całość wykonana ze stali nierdzewnej,
- Wymiary: 87 x 145 x 59/79 cm,
- Waga: 70 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

