



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor medyczny NEOVO TX 2401 WHITE (Produkt nowy)

- Nowy,
- Monitor z ekranem dotykowym TX-2401 WHITE wykorzystuje technologię dotykową PCAP, która jest stosunkowo odporna na zanieczyszczenia powierzchni i umożliwia 10-punktową funkcję wielodotykową, oferując dokładne i responsywne wrażenia dotykowe. Reaguje na dotyk nawet przez rękawiczki lateksowe. Wyposażony w zasilacz klasy medycznej i wszechstronną przyłączą (np. wejścia DisplayPort, HDMI i VGA), model TX-2401 White jest przeznaczony do elastycznego użytkowania, takiego jak odprawa pacjentów, zarządzanie kolejką pacjentów, laboratoria badań medycznych lub wózki komputerowe. Monitor posiada stopień ochrony IP65 i wytrzymałość mechaniczną IK08 z przodu, białą metalową obudowę i nakładkę od krawędzi do krawędzi ze szkła hartowanego o twardości 7H, co zapewnia trwałość i łatwe czyszczenie w celu pracy ciągłej w placówkach służby zdrowia.

• Cechy i zalety monitora NEOVO TX 2401 WHITE:

- Rozdzielczość Full HD 1920 x 1080,
- Technologia dotykowa PCAP z możliwością 10-punktowego wielodotyku,
- Szerokie kąty widzenia 178°/178° zapewniają stałą jakość kolorów,
- Stopień ochrony IP65 z przodu chroni ekran przed cieciami i kurzem,
- Odporny na uderzenia ekran dotykowy IK08 umożliwia wandaloodporność w miejscach publicznych,
- Ramki z żywicy plastikowej zapewniają bezproblemową integrację i chronią przed wnikaniem kurzu,
- Zaprojektowane i opracowane do ciągłej pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
- Standard montażu VESA i opcjonalne boczne wsporniki montażowe umożliwiają elastyczną instalację,
- Podstawa pod monitor z wbudowanym systemem zarządzania kablami, który pozwala na uporządkowanie kabli,

• Dane techniczne:

◦ Matryca:

- Typ panelu: LED-Backlit TFT LCD (VA Technology),
- Przekątna: 23.8",
- Max. Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080,
- Plamka: 0,274 mm,
- Jasność: 250 cd/m²,
- Kontrast: 3000:1,
- Kąty widzenia (Poz/Pio): 178°/178°,
- Paleta barw: 16.7 M,
- Czas reakcji: 5 ms,
- Obróbka powierzchniowa: Seriesant1-Odblaski (zamglenie 40%), twarda powłoka 3H,

◦ Częstotliwość (Poz/Pio):

- Pozioma: 30 kHz – 84 kHz,
- Pionowa: 56 Hz – 76 Hz,

◦ Wejścia:

- DisplayPort: 1.2a x 1,
- HDMI: 1.3 x 1,
- VGA: 15-Pin D-Sub x 1,

◦ Audio:

- Wyjście dźwięku: Stereo Audio Jack (3.5 mm),

◦ Ekran dotykowy:

- Technologia: Projekcyjny pojemnościowy,
- Dokładność pozycjonowania: ± 2.5 mm,
- Interfejs panelu: USB (typ B)/port serwisowy,
- Wielodotykowy Plug & Play: 10-punktowy dotyk dla Windows® 7, 8, 10,
- Obsługa jednym dotknięciem przez sterownik: Wbudowany system Windows VISTA/XP/2000/CE/XP, Mac OS 10.10-10.14,
- Obsługa wielodotyku przez sterownik: Linux 2.6.36 nowszy/3.x.x/4.x.x/5.x.x, Android 2.3 wzwyż,

◦ Zasilanie:

- Zasilacz: Zewnętrzny,
- Prąd: DC 12V, 2,5 A,
- Pobór energii:
 - Pobór mocy: 17W (włączony),
 - Tryb uśpienia: < 0,4 W,
 - Wyłączony: < 0,2 W,

◦ Szkło optyczne:

- Grubość: 3.3 mm (0.13"),
- Prędkość przesyłu danych: > 85%,
- Twardość powierzchni: 7H,

◦ Warunki Pracy:

- Temperatura: 0°C-40°C (32°F-104°F),
- Wilgotność: 20%~80% (bez kondensacji),

◦ Warunki Przechowywania:

- Temperatura: -20°C-60°C (-4°F-140°F),
- Wilgotność: 10%~90% (bez kondensacji),

◦ Montaż:

- VESA FPMPMI: Tak (100 x 100 mm),

◦ Wymiary:

- Produkt z podstawą (szer. x wys. x gł.): 575.1 x 451.3 x 279.7 mm (22.6" x 17.8" x 11.0"),
- Produkt bez podstawy (szer. x wys. x gł.): 575.1 x 347.0 x 42.4 mm (22.6" x 13.7" x 1.7"),
- Opakowanie (szer. x wys. x gł.): 370.0 x 530.0 x 660.0 mm (14.6" x 20.9" x 26.0"),

◦ Waga:

- Monitora bez podstawy: 5.7 kg (12.6lb),
- Monitora z podstawą: 7.8 kg (17.2lb),
- Monitora z opakowaniem: 11.4 kg (25.1lb),

◦ Zgodność z przepisami:

- Deklaracje i dyrektywy: CE, WEEE, RoHS, REACH, LVD, EAC, UKCA,
- Certyfikaty zasilaczy: ADAPTER/ATM065T-P120: CE, FCC, PSE, WEEE, BSMI, klasa medyczna,

◦ Akcesoria:

- Dostarczane z monitorem; Zasilacz, przewód zasilający, kabel VGA, kabel HDMI, kabel USB, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna,
- Akcesoria opcjonalne (**za dopłatą**):
 - Uchwyty ścienne (tylko w poziomie): WMK-01, WMK-03, PMK-01,

- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,

- Gwarancja 36 miesięcy,

