



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



ERCHONIA LASER LUNULA do leczenia grzybicy i regeneracji paznokci (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2019 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Laser Lunula** jest innowacyjną nisko energetyczną technologią do leczenia grzybicy paznokci. Dostarcza jednocześnie dwie wiązki światła o niskiej energii, o dokładnie określonej długości fali na powierzchnię stopy. Laser generuje obrotową wiązkę, która pokrywa dużą powierzchnię stopy dla pełnego leczenia infekcji paznokcia i łożyska paznokcia.
- **Dwie wiązki użyte w laserze to:**
 - **Niebieska (405 nm)** działa na komórki grzyba, powodując zmiany w ścianach zewnętrznych, co prowadzi do ich osłabienia, co pozwala systemowi odpornościowemu na zaatakowanie i zniszczenie ich,
 - **Czerwona (635 nm)** pobudza naturalne komórki systemu odpornościowego do działania i atakowania osłabionych komórek grzyba. Dodatkowo światło czerwone poprawia przepływ krwi, która dostarcza składniki odżywcze i dodatkowe komórki układu odpornościowego, przyspieszając proces leczenia,
- **Zalety:**
 - terapia leczenia grzybicy i regeneracji paznokci jest bezbolesna i nieinwazyjna, bez dodatkowego czasu potrzebnego na regenerację lub gojenie,
 - bardzo szybka procedura, trwa zaledwie 12 minut na sesję jednej dłoni lub stopy,
 - wysoka skuteczność działania,
 - wyraźny wzrost zdrowych pięknych paznokci bez skutków ubocznych,
 - terapia nie wymaga przyjmowania leków doustnych, a w związku z tym obciążenia wątroby,
 - terapia laserem może być wykonywana u osób chorych na cukrzycę,
 - zabiegi nie wymagają od Pacjenta szczególnych przygotowań,
- **Specyfikacja:**
 - Konfiguracja: (2) Klasy 2 Liniowe lasery diodowe,
 - Długość fali: 635nm i 405nm,
 - Modulacja: fala ciągła,
 - Ekran: dotykowy, kolorowy,
 - Obudowa: malowane proszkowo aluminium lotnicze,
 - Obszar zabiegowy: stal nierdzewna 304 o właściwościach anty mikrobowych,
 - Obudowa i pokrywa: materiały hipoalergiczne,
- **Menu w języku: angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Skrzynia transportowa,
 - Przewód zasilający,
- Waga: 11 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



