



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel ginekologiczny MIDMARK RITTER 304 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- **MIDMARK RITTER 304** to fotel ginekologiczny do badań, przeznaczony zarówno do gabinetów jaki i uczelni,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Płynna manualna regulacja:**
 - Oparcia za pomocą sprężynowego uchwyty zwalnającego, umieszczonego po lewej i prawej stronie stołu w zakresie: 0° - 70°,
 - Siedziska: 0 - 5°,
- Stała wysokość leża na poziomie: 86 cm,
- **Posiada:**
 - Wysuwane, składane i regulowane na boki strzemiona,
 - Wyjmowaną misę na nieczystości, z tworzywa sztucznego o wymiarach: 23,5 x 29 x 7 cm,
 - Wysuwany podest ułatwiający wejście na fotel,
 - Przedłużenie fotela o wymiarach: 46 x 50 x 5,5 cm,
 - Uchwyt na papierowe ręczniki o szerokości: 55 cm,
 - Dwie szuflady frontowe na dodatkowe akcesoria w rozmiarze: 43 x 48 x 10 cm,
 - Trzy szuflady boczne o wymiarach: 54 x 37,5 x 10 cm,
 - Dodatkowe gniazdo 230 V,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Oparcie: 66 x 90 x 11 cm,
 - Siedzisko: 66 x 48 x 11 cm,
 - Podstawa: 45 x 107 cm,
 - Max. rozstaw strzemion: 125 cm,
 - Ogólna długość fotela w poz. leżącej: 188 cm,
 - Gabaryt ogólny: 72 x 188 x 162 cm,
- Maksymalny udźwig: 136 kg,
- Waga: 106 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

