



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator noworodkowy DRAGER ISOLETTE 8000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ISOLETTE 8000** umożliwia stałe monitorowanie centralnej i obwodowej temperatury ciała noworodków, jest idealnym inkubatorem dla noworodkowych oddziałów intensywnej terapii,
- **Wyposażony w nowy materacyk z atestem medycznym w kolorze kremowym,**
- **Zalety Isolette 8000:**
 - Podwójne kurtyny powietrzne oraz zaawansowany system serwo regulacji podtrzymują stabilne warunki wewnątrz inkubatora w czasie dostępu do pacjenta,
 - System termomonitoringu daje możliwość obserwacji centralnej i obwodowej temperatury skóry dziecka, również w trybie serwo sterowania jej temperaturą,
 - Trendy prezentowane są w przejrzysty sposób na wyświetlaczu LCD.
 - Foliowany panel sterowania,
 - Łatwy dostęp do noworodka,
 - Wygodna elektroniczna regulacja wysokości inkubatora,
 - Manualna regulacja za pomocą pokrętki kąta nachylenia komory (pozycja Trendelenburga lub anty-Trendelenburga) w zakresie: $\pm 12^\circ$,
 - Niska masa, kompaktowa budowa,
- **Wyposażony w:**
 - Odchylany przedni i tylny panel dostępu,
 - 6 otworów pielęgnacyjnych ułatwiających dostęp do pacjenta,
 - Uszczelki przepustowe na przewody i dreny,
 - Gniazdo do podłączenia dwóch czujników temperatury skóry,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Szufładę na kasetę RTG pod komorą inkubatora,
 - 3 szufłady do przechowywania,
 - Samonastawne kółka, oraz ergonomiczne nożne hamulce pozwalają na łatwe przemieszczanie inkubatora, nawet na ograniczonej przestrzeni oddziału,
 - Wyjście RS-232,
 - Nawilżacz o pojemności 1600 ml,
 - Uchwyt na butlę,
- **Specyfikacja:**
 - Ekran LCD 5", z regulacją jasności,
 - Blokada klawiatury,
 - Zakres temperatur trybu regulacji temperatury powietrza: 20 do 37°C,
 - Zakres temperatur trybu regulacji temperatury skóry: 34 do 37°C,
 - Możliwość jednoczesnego monitorowania dwóch temperatur skóry,
 - Poziom hałas pod kopułą < 47 dBa (bez serwo regulacji tlenu),
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, FR, IT, DE, ES, NN, HU, DA, RU, TR, FI, PT, JA, ZH,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Czujnik temperatury ciała DRAGER,
 - Słój do skroplin o pojemności 800 ml,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Materacyk: 36,5 x 73 x 2,3 cm,
 - Komory: 40 x 83 x 50 cm,
 - Ogólne: 75 x 104 x 132,6 / 152,7 cm,
- Waga: 93 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON