



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Negatoskop B.R. 425 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany, stan techniczny bardzo dobry,
- 2-klatkowy,
- Produkcji angielskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50-60 Hz,
- Moc: 140 W,
- Każda klatka posiada niezależny włącznik,
- Podświetlenie punktowe, halogen 12V 50W,
- Jedną klatkę oświetlają 2 szt. jarzeniówek, o mocy 15 W każda,
- Negatoskop można powiesić na ścianie lub postawić na nóżkach,
- Gabaryt klatki: 35 x 44 cm,
- Gabaryt: 72,5 x 11 x 51 cm,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- **Gwarancja:**
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

