



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół operacyjny MAQUET 1140 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V lub poprzez 4 nowe wbudowane akumulatory 12V 10Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (posiada normalne ślady użytkowania),**
- **MAQUET Model 1140.10A** to wygodny i stabilny stół operacyjny przeznaczony dla wszystkich dziedzin chirurgii i zastosowań,
- **Regulowany za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
  - Wysokości w zakresie: 75 - 111 cm,
  - Kąt przechyłu pionowego:
  - Trendelenburga: 25°
  - Anty - Trendelenburga: 30°,
  - Przechył boczny: 20°,
  - Funkcja zerowania,
- **Regulacja manualna:**
  - Zagłówka,
  - Kąta nachylenia oparcia w zakresie: -50°/+65°,
  - Segmentu nóg - kąt nachylenia w zakresie: -95°/25° oraz odwodzenie boczne,
  - Przesuw wzdłużny w zakresie: 25 cm,
- **Specyfikacja:**
  - Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
  - Napęd elektrohydrauliczny,
  - Przezierność X-Ray,
  - Przystosowany do ramienia C,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Mobilny - w zestawie dedykowany wózek transportowy,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary:
  - Leża: 210 x 51 cm,
  - Ogólne: 210 x 73 x 75/111 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 220 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

