



Asystor medyczny SCHMITZ (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Błat z podwyższonym rantem,
- Wyposażony w 3 szuflady,
- Wygodny uchwyt do przemieszczania,
- Mobilny na 4 kółkach z odbojnikami, wszystkie z hamulcem,
- Wymiary:
 - Ogólne: 77 x 62 x 98 cm,
 - Błat: 60 x 55 cm,
 - Wysokość blatu: 87 cm,
 - Szuflady:
 - Górna i dolna: 52 x 47 x 12 cm,
 - Środkowa: 52 x 47 x 27 cm,
- Waga: 55 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

