



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Inkubator noworodkowy DRAGER ISOLETTE 8000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A., (2012 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ISOLETTE 8000** umożliwia stałe monitorowanie centralnej i obwodowej temperatury ciała noworodków, jest idealnym inkubatorem dla noworodkowych oddziałów intensywnej terapii,
- **Materacyk z atestem medycznym w kolorze białym,**
- **Zalety:**
  - Podwójne kurtyny powietrzne oraz zaawansowany system serwo regulacji podtrzymują stabilne warunki wewnątrz inkubatora w czasie dostępu do pacjenta,
  - System termomonitoringu daje możliwość obserwacji centralnej i obwodowej temperatury skóry dziecka, również w trybie serwo sterowania jej temperaturą,
  - Trendy prezentowane są w przejrzysty sposób na wyświetlaczu LCD.
  - Łatwy dostęp do noworodka,
  - Wygodna elektroniczna regulacja wysokości inkubatora,
- Manualna regulacja za pomocą pokrętki kąta nachylenia komory (pozycja Trendelenburga lub anty-Trendelenburga) w zakresie:  $\pm 12^\circ$ ,
- Niska masa, kompaktowa budowa,
- **Specyfikacja:**
  - Ekran LCD 5", z regulacją jasności,
  - Zakres temperatur trybu regulacji temperatury powietrza: 20 do 37°C,
  - Zakres temperatur trybu regulacji temperatury skóry: 34 do 37°C,
  - Możliwość jednoczesnego monitorowania dwóch temperatur skóry,
- **Wyposażony w:**
  - Odchylany przedni i tylny panel dostępu,
  - 6 otworów pielęgnacyjnych ułatwiających dostęp do pacjenta,
  - 10 x uszczelki przepustowe na przewody i dreny,
  - Gniazdo do podłączenia dwóch czujników temperatury skóry,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - 3 szuflady do przechowywania,
  - Samonastawne kółka, oraz ergonomiczne nożne hamulce pozwalają na łatwe przemieszczanie inkubatora, nawet na ograniczonej przestrzeni oddziału,
- Poziom hałasu pod kopułą < 47 dBa (bez serwo regulacji tlenu),
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, PL, DE, IT, ES, JA, DE, DK, NORSK, POL, PT, SWE, FI, GRE, CS, SK, RU, HU, TR,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Słój do kropli o pojemności 800 ml,
  - 1 x czujnik temperatury pacjenta,
  - Wąż do podawania tlenu;
- Wymiary:
  - Materacyk: 36,5 x 73 x 2,3 cm,
  - Komory: 40 x 83 x 50 cm,
  - Ogólne: 75 x 104 x 132,6 / 152,7 cm,
- Waga:
  - 93 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

