



## Wózek endoskopowy KNÜRR (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Specyfikacja:
  - Górna szuflada zamykana na klucz,
  - Włącznik zasilania na froncie wózka,
  - Wyposażony w instalację elektryczną,
  - Uchwyt endoskopowy z regulacją wysokości w zakresie: 60 cm,
  - Demontowana tylna obudowa,
- Mobilny na 4 kółkach w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
  - Przewody zasilające (4 szt.),
- Wymiary:
  - Górny blat: 42 x 44 cm,
  - Półki: 45 x 45 cm,
  - Górna szuflada: 34 x 37cm,
  - Dolna szuflada: 36 x 38 cm,
  - Wymiary całkowite: 60 x 55 x 122 cm,
- Waga: 49 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

