



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel stomatologiczny F1 FIMET OY (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
  - Stan techniczny: bardzo dobry,
  - Stan wizualny: bardzo dobry,
  - **Realne zdjęcia produktu,**
  - Produkcji fińskiej,
  - Zasilanie: 230 V,
  - Częstotliwość: 50/60 Hz,
  - **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na inną, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
  - **Sterowanie za pomocą pilota nożnego:**
    - Regulacja wysokości w zakresie: od 48 do 94 cm,
    - Regulacja oparcia w zakresie: od 0 do + 75°,
    - Regulacja oparcia nóg: od -50 do 0°,
  - **Cechy:**
    - Automatyczne pozycjonowanie podparcia nóg wraz z ruchem pozycjonowania oparcia pleców,
    - Program z ustawieniem ostatniej pozycji fotela,
    - Możliwość manualnego demontażu podłokietników z fotela,
    - Możliwość schowania zagłówka,
- Manualna regulacja zagłówka w zakresie 180°,
- Manualne wysunięcie oparcia w zakresie 22 cm,
  - Manualne wysunięcie zagłówka w zakresie: 25cm,
  - Manualny obrót fotela prawo - lewo w zakresie 100° od pozycji środkowej,
  - Możliwość manualnego przechyłu fotela w zakresie od -3 do + 17°,
  - Możliwość manualnego przechyłu podnóża w zakresie -42 do - 30°,
  - Podłokietniki z funkcją odwodzenia bocznego,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
  - Przewód zasilający,
  - Zasilacz,
  - Sterownik nożny,
- Wymiary:
  - Segment pleców: 42 x 64cm,
  - Siedzisko: 62 x 55cm,
  - Oparcie nóg: 50 x 52 cm,
  - Długość całkowita rozłożonego fotela w pozycji prostej z wysuniętym zagłówkiem: 182 cm,
  - Szerokość całkowita: 62 cm,
  - Podstawa:
    - Szerokość: 51cm,
    - Długość: 64cm,
- Maksymalny udźwig: 180kg,
- Waga: 118 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

