



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Fotel diagnostyczno-zabiegowy F1 FIMET OY (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
 - Stan techniczny: bardzo dobry,
 - Stan wizualny: bardzo dobry,
 - **Realne zdjęcia produktu,**
 - Produkcji fińskiej,
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - **Nowa tapicerka z atestem medycznym w kolorze niebieskim (możliwość wymiany tapicerki na inną, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
 - **Sterowanie za pomocą pilota nożnego:**
 - Regulacja wysokości w zakresie: od 48 do 94 cm,
 - Regulacja oparcia w zakresie: od 0 do + 75°,
 - Regulacja oparcia nóg: od -50 do 0°,
 - **Cechy:**
 - Automatyczne pozycjonowanie podparcia nóg wraz z ruchem pozycjonowania oparcia pleców,
 - Program z ustawieniem ostatniej pozycji fotela,
 - Możliwość manualnego demontażu podłokietników z fotela,
 - Możliwość schowania zagłówka,
- Manualna regulacja zagłówka w zakresie 180°,
- Manualne wysunięcie oparcia w zakresie 22 cm,
 - Manualne wysunięcie zagłówka w zakresie: 25cm,
 - Manualny obrót fotela prawo - lewo w zakresie 100° od pozycji środkowej,
 - Możliwość manualnego przechyłu fotela w zakresie od -3 do + 17°,
 - Możliwość manualnego przechyłu podnóża w zakresie -42 do - 30°,
 - Podłokietniki z funkcją odwodzenia bocznego,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim,
 - Przewód zasilający,
 - Zasilacz,
 - Sterownik nożny,
 - Wymiary:
 - Segment pleców: 42 x 64cm,
 - Siedzisko: 62 x 55cm,
 - Oparcie nóg: 50 x 52 cm,
 - Długość całkowita rozłożonego fotela w pozycji prostej z wysuniętym zagłówkiem: 182 cm,
 - Szerokość całkowita: 62 cm,
 - Podstawa:
 - Szerokość: 51cm,
 - Długość: 64cm,
 - Maksymalny udźwig: 180kg,
 - Waga: 118 kg,
 - **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
 - **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
 - **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
 - Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

