



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Inkubator noworodkowy DRAGER ISOLETTE C2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji amerykańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **DRAGER Isolette C2000** jest inkubatorem noworodkowym zapewniającym wysoki poziom termoregulacji i idealne mikro-środowisko dla rozwoju noworodków,
- **Wyposażony w nowy materacyk z atestem medycznym w kolorze kremowym,**
- **Posiada wbudowane systemy:**
 - Utrzymania stałej temperatury,
 - Regulacji wilgotności powietrza,
 - Alarmowy,
- **Wyposażony w:**
 - 6 otworów pielęgnacyjnych ułatwiających dostęp do pacjenta,
 - Wysuwaną tacę,
 - Pojemnik na wodę destylowaną,
 - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
 - Uszczelka przepustowa na przewody i dreny - 10 szt.,
 - Gniazdo do podłączenia dwóch czujników temperatury skóry (**brak czujnika w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - Gniazda sieciowe do podłączenia dodatkowych urządzeń - 6 szt.,
 - Wbudowana waga pacjenta (dokładność co 10 gram) – pomiar do max 7 kg,
 - Foliowany panel sterowania, **posiada małą rysę na ekranie jednak nie wpływa ona znacząco na komfort obsługi urządzenia (zdjęcie)**,
- **Specyfikacja:**
 - Płynna manualna zmiana kąta nachylenia leża do pozycji Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga w zakresie 12°,
 - Temperatura powietrza: 20 - 37° C,
 - Temperatura skóry: 34 - 37° C,
 - Ciśnienie: 40 - 150 psi,
 - Czas nagrzewania: < 35 min,
 - Przepływ świeżego powietrza: 30 L / min,
 - Tlen: 20 - 65%,
 - Poziom hałasu wewnątrz komory: < 47 dB,
 - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, NR, PA, PT, JP, IT, SP, DE, FR, EN, SW, FN, GR, CZ , SL,**
- Mobilny na 4 kółkach o Ø 12 cm wszystkie z hamulcami,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Materacyk: 37 x 72 x 2 cm,
 - Komora: 45,5 x 83,5 x 49 cm,
 - Ogólne: 70 x 105 x 140 cm,
- Waga: 79 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

