



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Inkubator noworodkowy DRAGER ISOLETTE C2000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji amerykańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **DRAGER Isolette C2000** jest inkubatorem noworodkowym zapewniającym wysoki poziom termoregulacji i idealne mikro-środowisko dla rozwoju noworodków,
- **Wyposażony w nowy materacyk z atestem medycznym w kolorze kremowym,**
- **Posiada wbudowane systemy:**
  - Utrzymania stałej temperatury,
  - Regulacji wilgotności powietrza,
  - Alarmowy,
- **Wyposażony w:**
  - 6 otworów pielęgnacyjnych ułatwiających dostęp do pacjenta,
  - Wysuwaną tacę,
  - Pojemnik na wodę destylowaną,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
  - Uszczelka przepustowa na przewody i dreny - 10 szt.,
  - Gniazdo do podłączenia dwóch czujników temperatury skóry (**brak czujnika w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - Gniazda sieciowe do podłączenia dodatkowych urządzeń - 6 szt.,
  - Wbudowana waga pacjenta (dokładność co 10 gram) – pomiar do max 7 kg,
  - Foliowany panel sterowania, **posiada małą rysę na ekranie jednak nie wpływa ona znacząco na komfort obsługi urządzenia (zdjęcie).**
- **Specyfikacja:**
  - Płynna manualna zmiana kąta nachylenia leża do pozycji Trendelenburga oraz anty - Trendelenburga w zakresie 12<sup>o</sup>,
  - Temperatura powietrza: 20 - 37<sup>o</sup> C,
  - Temperatura skóry: 34 - 37<sup>o</sup> C,
  - Ciśnienie: 40 - 150 psi,
  - Czas nagrzewania: < 35 min,
  - Przepływ świeżego powietrza: 30 L / min,
  - Tlen: 20 - 65%,
  - Poziom hałasu wewnątrz komory: < 47 dB,
  - **Możliwość wyboru menu w języku: PL, NR, PA, PT, JP, IT, SP, DE, FR, EN, SW, FN, GR, CZ , SL,**
- Mobilny na 4 kółkach o Ø 12 cm wszystkie z hamulcami,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Materacyk: 37 x 72 x 2 cm,
  - Komora: 45,5 x 83,5 x 49 cm,
  - Ogólne: 70 x 105 x 140 cm,
- Waga: 79 kg,
- Kat 03,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

