



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 15 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry ,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Poprzez 2 wbudowane akumulatory: 10.8 V / 6 Ah / 65 Wh - **możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą,**
- Dwufazowy,
- **Przenośny, wyposażony w:**
 - Uchwyt amortyzujący do przenoszenia,
 - Ekran o podwójnej warstwie ochronnej wytrzymałej na silne uderzenia i upadki,
 - Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD o przekątnej: 8,4",
 - Panel sterownia w języku angielskim,
 - Menu defibrylatora w języku angielskim,
 - Wbudowaną drukarkę o szerokości papieru: 10,5 cm,
- **Bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth,**
- Zakres energii w trybie ręcznym: 2 - 360 dżuli
- **Pojemność pamięci wbudowanej:**
 - 360 minut ciągłego monitorowania EKG,
 - 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach,
 - 400 pojedynczych zdarzeń krzywych parametrów,
- **Sześć trybów pracy:**
 - Tryb AED - do automatycznej analizy EKG i sterowanego protokołu postępowania z pacjentami i zatrzymaniem krążenia,
 - Tryb Ręczny - do przeprowadzania defibrylacji w trybie ręcznym, synchronizowanej kardiowersji, nieinwazyjnej elektrostymulacji oraz monitorowania parametrów życiowych i EKG,
 - Tryb Archiwum - umożliwia dostęp do zapisanych danych pacjenta,
 - Tryb Ustawień - do zmiany ustawień domyślnych funkcji operacyjnych,
 - Tryb Serwisowy - przeznaczony dla upoważnionych pracowników i używany do wykonywania testów diagnostycznych i kalibracji,
 - Tryb Demo - do symulowania krzywych i wykresów zmian, dla celów demonstracyjnych,
- **Posiada funkcje:**
 - SYNC - Synchronizacja - Kardiowersja,
 - PACER - Stymulator (uruchamia funkcję stymulacji),
 - ANALIZUJ - włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System),
 - TRANSMITUJ - transmisja danych pacjenta,
- **Wyposażony w następujące moduły oraz okablowanie:**
 - EKG - Kabel główny do 10 - odprowadzeniowego EKG,
 - SpO₂ - Kabel z czujnikiem klipsowym na palec,
 - NIBP - Mankiet wielokrotnego użytku,
 - CO₂ - Czujnik wraz z filtrem,
 - Adapter do podłączenia elektrody QUIK - COMBO wraz z elektrodą w zestawie,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku niemieckim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku: PL, EN (PDF),
 - Łyżki twarde,
 - Torby na osprzęt defibrylatora,
 - Akumulatory: 2 x 10.8 V / 6 Ah / 65 Wh,
 - Zasilacz,
 - Tester,
 - Okablowanie,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary defibrylatora: 23 x 40 x 34 cm,
- Wymiary z torbą: 22 x 64 x 34 cm,
- Waga zestawu: 13 kg,
- Kat. D126,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

