



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Defibrylator PHYSIO-CONTROL LIFEPAK 15 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry ,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Poprzez 2 wbudowane akumulatory: 10.8 V / 6 Ah / 65 Wh - **możliwość wymiany na nowe za dodatkową opłatą,**
- Dwufazowy,
- **Przenośny, wyposażony w:**
  - Uchwyt amortyzujący do przenoszenia,
  - Ekran o podwójnej warstwie ochronnej wytrzymałej na silne uderzenia i upadki,
  - Kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD o przekątnej: 8,4",
  - Panel sterownia w języku angielskim,
  - Menu defibrylatora w języku angielskim,
  - Wbudowaną drukarkę o szerokości papieru: 10,5 cm,
- **Bezprzewodowe połączenie z innymi urządzeniami za pomocą Bluetooth,**
- Zakres energii w trybie ręcznym: 2 - 360 dżuli
- **Pojemność pamięci wbudowanej:**
  - 360 minut ciągłego monitorowania EKG,
  - 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach,
  - 400 pojedynczych zdarzeń krzywych parametrów,
- **Sześć trybów pracy:**
  - Tryb AED - do automatycznej analizy EKG i sterowanego protokołu postępowania z pacjentami i zatrzymaniem krążenia,
  - Tryb Ręczny - do przeprowadzania defibrylacji w trybie ręcznym, synchronizowanej kardiowersji, nieinwazyjnej elektrostymulacji oraz monitorowania parametrów życiowych i EKG,
  - Tryb Archiwum - umożliwia dostęp do zapisanych danych pacjenta,
  - Tryb Ustawień - do zmiany ustawień domyślnych funkcji operacyjnych,
  - Tryb Serwisowy - przeznaczony dla upoważnionych pracowników i używany do wykonywania testów diagnostycznych i kalibracji,
  - Tryb Demo - do symulowania krzywych i wykresów zmian, dla celów demonstracyjnych,
- **Posiada funkcje:**
  - SYNC - Synchronizacja - Kardiowersja,
  - PACER - Stymulator (uruchamia funkcję stymulacji),
  - ANALIZUJ - włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System),
  - TRANSMITUJ - transmisja danych pacjenta,
- **Wyposażony w następujące moduły oraz okablowanie:**
  - EKG - Kabel główny do 10 - odprowadzeniowego EKG,
  - SpO<sub>2</sub> - Kabel z czujnikiem klipsowym na palec,
  - NIBP - Mankiet wielokrotnego użytku,
  - CO<sub>2</sub> - Czujnik wraz z filtrem,
  - Adapter do podłączenia elektrody QUIK - COMBO wraz z elektrodą w zestawie,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE,**
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku niemieckim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku: PL, EN (PDF),
  - Łyżki twarde,
  - Torby na osprzęt defibrylatora,
  - Akumulatory: 2 x 10.8 V / 6 Ah / 65 Wh,
  - Zasilacz,
  - Tester,
  - Okablowanie,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary defibrylatora: 23 x 40 x 34 cm,
- Wymiary z torbą: 22 x 64 x 34 cm,
- Waga zestawu: 13 kg,
- Kat. D126,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGŁĄDOWE URZĄDZENIA**

