



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor PHILIPS INTELLIVUE MP70 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 240 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Specyfikacja wyświetlacza:
 - Kolorowy dotykowy wyświetlacz XGA o przekątnej ekranu: 15",
 - Rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,
 - Częstotliwość odświeżania: 60 Hz,
- **Cechy:**
 - Obsługa za pomocą ekranu dotykowego pozwala na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń,
 - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
 - Współpraca z systemem centralnego monitorowania,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
- **Wyposażony w odłączany moduł PHILIPS M3001A:**
 - EKG - przewód 3-odprowadzeniowy firmy BIOGENESIS,
 - SPO2 - czujnik silikonowy firmy BIOGENESIS,
 - NIBP - nowy mankieta + przewód powietrzny,
 - TEMP - brak czujnika (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **Menu w języku: francuskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Moduł PHILIPS M3001A,
- Wymiary: 40 x 15 x 36 cm,
- Waga: 10 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

