



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor pacjenta GE DINAMAP PROCARE 400 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 wbudowany akumulator 6 V 2800 mAh,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Urządzenie DINAMAP PROCARE 400** produkcji firmy GE służy do nieinwazyjnego i automatycznego pomiaru skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi, częstości akcji serca oraz saturacji tlenowej (SpO2) u pacjentów dorosłych i u dzieci,
- Urządzenie można stosować w warunkach wielu różnych placówek opieki zdrowotnej. Należą do nich oddziały szpitalne, a także inne rodzaje placówek medycznych, takie jak gabinety lekarskie, poradnie oraz placówki opieki długoterminowej,
- Specyfikacja:
  - Pomiar SPO2,
  - Pomiar częstości tętna,
  - Pomiar ciśnienia pacjenta,
  - Pomiar temperatury pacjenta (możliwość doposażenia w czujnik za opłatą klienta),
  - Prosta i intuicyjna obsługa,
  - Regulacja monitora pacjenta w zakresie: 400 mm,
  - Regulacja monitora pacjenta w zakresie obrotu 135 °,
  - Wejście D-SUB15,
  - Wbudowany koszyk na instrumenty medyczne operatora,
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Zasilacz,
  - Czujnik SPO2,
  - Mankiet NIBP + przedłużka do mankietów 2-żyłowych,
- Wymiary:
  - Całkowita wysokość: 1670 mm,
  - Całkowita szerokość: 550 mm,
  - Wymiary monitora pacjenta: 220 x 135 x 250 mm,
- Waga: 16.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

