



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stojak na kroplówkę FRESENIUS KABI (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej, (2018 r.),
- Specyfikacja:
  - Wyposażony w 5 kółek (4 hamujące),
  - 6 uchwytów wieszaka (1 boczny),
  - Regulacja wysokości w zakresie: 50 cm,
  - Możliwość obrotu wieszaka w zakresie 360°,
- Wymiary:
  - Wysokość w najniższym położeniu: 175 cm,
  - Wysokość w najwyższym położeniu: 224 cm,
  - Regulacja wysokości w zakresie: 50 cm,
  - Szerokość wieszaka: 57 cm,
  - Szerokość podstawy wieszaka: 70 x 70 cm,
- Waga: 11 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

