



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Aparat CRYO - T ELEPHANT MINI (50l) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji polskiej,
- CRYO-T Elephant Mini - Sprawdzone, ekonomiczne rozwiązanie do krioterapii miejscowej do ośrodków SPA i gabinetów rehabilitacyjnych,
- **Szybki start** - Szybki START pozwala na rozpoczęcie pracy tuż po włączeniu urządzenia. W krótkim czasie aparat generuje zimno między -110°C -160°C wymagane do skutecznego wykonania zabiegu. Żądaną temperaturę osiąga się 1 minutę po naciśnięciu przycisku START,
- **Opatentowana technologia** - Zaawansowany technologicznie przewód kriogeniczny (chroniony międzynarodowym patentem) zapewnia pełną swobodę ruchów. Nie usztywnia się podczas zabiegu, w wyniku czego ręce operatora nie męczą się. Materiał izolacyjny zastosowany w przewodzie kriogenicznym zapobiega jego zamrożeniu,
- **Oszczędność nawet 40%** - Aparat dostępny jest specjalnie opracowanej technologii grzałkowej, która zapewnia wysokie oszczędności zużycia czynnika chłodzącego, sięgające nawet 40%,
- **Nieprzymarzający wąż - opatentowana technologia** - Nieprzymarzający, opatentowany wąż kriogeniczny gwarantuje niespotykany dotąd komfort użytkowania oraz pełną swobodę ruchów,
- **Do -160° C** - Dzięki zastosowaniu azotu jako środka chłodzącego temperatura zabiegowa wynosi nawet -160° C,
- **Szybki i bezpieczny zabieg** - Czas zabiegu w jednym obszarze ciała wynosi od 30 sekund do 5 minut, na twarzy od 2 do 3 minut. Pacjenci ze zwiększoną tkanką tłuszczową lub mięśniową mogą wymagać wydłużenia zabiegu do 10 minut. Właściwa aplikacja zimna leży w doświadczeniu i wiedzy lekarza/terapeuty oraz dokładnej i stałej obserwacji reakcji tkanek poddawanych działaniu zimna,
- **Zastosowanie:**
 - Fizjoterapia i Rehabilitacja,
 - Medycyna Estetyczna,
 - Rehabilitacja,
 - Medycyna Sportowa,
 - Odnowa Biologiczna,
- **Dane techniczne:**
 - Pobór mocy: 230V,
 - Czynnik chłodzący: LN2,
 - Temperatura zimnego strumienia: do -160°C,
 - Regulacja intensywności strumienia: 5 poziomów,
 - Dostępna pojemność zbiornika: 50 l, 35 l, 11 l,
 - Wskaźnik poziomu czynnika chłodzącego: wbudowany,
 - Dysza: tradycyjna (bez wskaźnika i pomiaru temperatury skóry),
- **W zestawie:**
 - Aparat
 - Zbiornik o pojemności 35l
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,



