



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Fotel stomatologiczny FAMED ŻYWIEC FD-03.0 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą),**
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Tapicerka zmywalna w kolorze zielonym,
  - Elektryczna regulacja za pomocą pilota nożnego:
    - Wysokości w zakresie: 58 - 86 cm,
    - Kąta oparcia w zakresie: -5° / +85°,
    - Kąt oparcia pleców nóg w zakresie: -35° / +7°,
    - Pozycja Trendelenburga,
    - 4 programy pamięci ustawień fotela,
    - Pozycja „0”,
  - **Manualnie regulowany zagłówek:**
    - Regulacja wysokości: 18 cm,
    - Zakres obrotu góra - dół: 180°,
- **Wyposażony w:**
  - Regulowaną lampę halogenową BLUEX MOONLIGHT 12V / 50W,
    - Zawieszona na ramieniu pantograficznym,
    - Szeroki zakres regulacji pozycji lampy,
    - Wbudowana taca operatora przy ramieniu lampy,
  - Pilota nożnego do sterowania fotelem,
  - Podłokietnik z lewej strony fotela,
  - Zagłówek fotela,
- Wymiary:
  - Siedzisko: 55 x 127 cm,
  - Oparcie: 58 x 60 cm,
  - Zagłówek: 22 x 22cm,
  - Tacka operatora: 31.5 x 21.5 cm,
  - Gabaryt podstawy: 86 x 115 cm,
  - Minimalna wysokość siedziska od podłogi: 58 cm,
  - Maksymalna wysokość od podłogi: 86 cm,
  - Ogólne: 85 x 205 x 222 cm,
- Waga: 152 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

