



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafa biurowa KART-MAP (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,

Szafa biurowa z drzwiami uchylanymi na zewnątrz i zamykanymi na zamek. Wbudowany schowek w górnej części szafy z otwieranymi drzwiczkami i zamykaniem na klucz. Możliwość regulacji wysokości półek. Solidne wykonanie oraz stabilna konstrukcja.,

• **W zestawie:**

- 3x półka z mocowaniami,
- 2x Kluczyk do zamków,

• Wymiary:

- Całkowite: 90 x 42 x 192 cm,
- Półka: 90 x 35 cm,
- Schowek: 90 x 35 cm,

• Waga: 60kg,

• Kat 01,

• Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,

• Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,

• Gwarancja:

- **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
- **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**

• Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

