



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Szafa biurowa KART-MAP (Rekondukcjonowany (używany))

- Rekondukcjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,

Szafa biurowa z drzwiami uchylanymi na zewnątrz i zamykanymi na zamek. Wbudowany schowek w górnej części szafy z otwieranymi drzwiczkami i zamykaniem na klucz. Możliwość regulacji wysokości półek. Solidne wykonanie oraz stabilna konstrukcja.,

### • **W zestawie:**

- 3x półka z mocowaniami,
- 2x Kluczyk do zamków,

### • Wymiary:

- Całkowite: 90 x 42 x 192 cm,
- Półka: 90 x 35 cm,
- Schowek: 90 x 35 cm,

### • Waga: 60kg,

### • Kat 01,

### • Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,

### • Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,

### • Gwarancja:

- **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
- **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
- **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**

### • Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

