



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat USG SONOSCAPE S2 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C., (2017 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowany akumulator 14.8V, 10,4 Ah (**możliwość wymiany na nowy za dodatkową opłatą**),
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 A,
- **SONOSCAPE S2** to nowoczesny ultrasonograf o zdumiewającej jakości obrazu, zbudowany w oparciu o najnowsze rozwiązania. Aparat ten, wykorzystuje nową technikę obrazowania wielowiązkowego microScan, która diametralnie poprawia jakość i wyrazistość obrazu. S2 posiada rozbudowaną aplikację Dopplerowską, umożliwiając kompleksową diagnostykę „w kolorze”. Dzięki niezwyklej czułości kolorowego Dopplera, badanie nawet małych przepływów staje się bardzo łatwe. Charakteryzuje go niespotykana funkcjonalność, duży 15-calowy monitor LCD, programowalne klawisze, intuicyjne menu oraz system archiwizacji badań wraz z bazą pacjentów. SonoScape S2 współpracuje z szeroką gamą szerokopasmowych głowic do różnych typów badań.
- **Specyfikacja:**
  - 15 calowy monitor,
  - Głowica Micro Convex C611,
  - Dwa aktywne porty do podłączenia sond,
  - Regulowany uchwyt na kabel sondy,
  - Złącza:
    - ECG,
    - VIDEO OUT,
    - FOOT SW,
    - PRINT,
    - VGA-OUT,
    - ETHERNET,
    - USB x2,
    - S-VIDEO,
  - Mobilny, funkcjonalny stolik wyposażony w:
    - Uchwyt operatora
    - 4x mocowanie na głowice,
    - 2x półka,
    - Schowek na akcesoria,
    - Regulowany uchwyt na kabel głowicy,
    - 4x kółka hamujące,
- **Cechy:**
  - Spatial Compound Imaging – jednoczesne skanowanie wiązki ultradźwiękowej pod wieloma kątami (typu „compound”) tzw. obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach,
  - Tissue Harmonic Imaging (THI) – szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne,
  - Color Doppler – dynamiczny szerokozakresowy tryb Color Doppler nowej generacji zapewnia dokładną analizę morfologii przepływu krwi dzięki doskonałej czułości i wyjątkowej jakości,
  - Panoramic Imaging- opcjonalne obrazowanie panoramiczne,
  - Real-time 4D Imaging -obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu sondy objętościowej (opcja),
  - Tryby badania: jama brzuszna, położnictwo, ginekologia, małe narządy, mięśniowo-szkieletowe, reumatologia, badania naczyniowe, urologia, kardiologia itp.,
  - Funkcja Clip-board - szybkie i łatwe przeglądanie obrazów w trakcie badania,
  - Funkcja M-tuning - Inteligentna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, CN, RU, DE, IT, FR, ES, RU, HU, PA,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku: polskim, angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Głowica Micro Convex C611,
  - Walizka transportowa z uchwytem,
  - Przewód uziemienia,
  - Przewód S-VIDEO,
  - Mobilny wózek,
- **Wymiary:**
  - USG: 35 x 15 x 42 cm,
  - Wózka: 52 x 62 x 90 cm,
    - Półka górna wózka: 27 x 14 cm,
    - Półka dolna wózka: 38 x 22 cm,
- Waga całkowita: 41.5 kg,
  - Wózka: 25 kg,
  - USG: 9.5 kg,
  - Akcesoria + oprzyrządowanie: 7 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

