



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Defibrylator MEDTRONIC BIPHASIC LIFEPAK 12 (Kat.78) (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: poprzez dwa wymienne akumulatory 12V 1,2 Ah, **(jeden w zestawie, możliwość doposażenia w drugi za dodatkową opłatą)**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 180 W,
- **Możliwość wyboru menu w języku: EN, FR, DE, ES, SW, IT, CN, NL, PL, DK, NR,**
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Wbudowana drukarka na papier o szerokości: 11 cm,
- Wyposażony w uchwyt do przenoszenia,
- **Funkcje:**
 - SYNC - Synchronizacja - Kardiowersja,
 - ADVISORY - INFO (doradztwo) - Uruchamia system ciągłego nadzoru pacjenta (CPSS),
 - ANALYZE - ANALIZUJ - Włącza system doradczy SAS (Shock Advisory System),
 - PACER - Stymulator - Uruchamia funkcję stymulacji,
- **Wyposażony w następujące moduły z okablowaniem i czujnikami:**
 - EKG - Przewód 10 - odprowadzeniowy,
 - SPO2,
 - Mankiet z wężykiem,
- **Za dodatkową opłatą możliwość doposażenia defibrylatora w:**
 - Łyżki twarde,
 - Dodatkowy akumulator,
 - Zewnętrzną ładowarkę firmy AD Elektronik widoczną na ostatnim zdjęciu,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód terapeutyczny Quick - Combo,
 - Demontowalna osłona ekranu oraz klawiatury operatora,
 - Doposażone torby transportowe na oprzyrządowanie,
- Wymiary:
 - Defibrylatora: 20 x 40 x 34,5 cm,
 - Z torbą: 23 x 62 x 34,5 cm,
- Waga: 8,5 kg,
- Kat. 78,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

