



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Auto kerato - refraktometr MIRAE MRK-2000 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 53 W,
- Automatyczny refraktometr z keratometrią, posiada niezbędne funkcje do wykonywania pełnej diagnostyki,
- Specyfikacja techniczna:
  - **Refraktometria:**
    - Sfera: -25,0 dpt do +22,0 dpt (dla VD=12mm, stopniowanie 0,12-0,25 dpt),
    - Cylinder: 0,00 - ±10,0 dpt (stopniowanie 0,12-0,25 dpt),
  - **Keratometria:**
    - Moc rogówkowa: 33,00 ~ 67,50 dpt (stopniowanie 0,05/0,12/0,25 dpt),
  - Pamięć 10 wyników pomiarowych dla oka L/P,
  - Wbudowana drukarka termiczna o średnicy papieru 6 cm,
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27 x 50 x 47 cm,
- Waga: 20 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

