



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor funkcji życiowych i gazów anestetycznych PHILIPS INTELLIVUE MP50 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **IntelliVue MP50** jest kardiomonitorem monitorującym wiele funkcji życiowych,
- **Posiada:**
  - Ekran panelowy, wykonany w technologii TFT LCD o przekątnej 12" i pracujący w rozdzielczości SVGA, **posiada drobne ryski, nie ma wpływu na pracę kardiomonitora,**
  - Obsługę za pomocą ekranu dotykowego, oraz joysticka nawigacyjnego pozwala to na bezpośredni dostęp do wielu funkcji za pomocą prostych poleceń. Na ekranie można wyświetlić maksymalnie 6 krzywych, natomiast na ekranie 12 odprowadzeń EKG można wyświetlić 12 krzywych EKG,
    - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
    - Niestandardowe opcje wyświetlania umożliwiają przeglądanie oraz analizę danych w formacie graficznym i liczbowym, zestawianie pomiarów i trendów w czasie rzeczywistym, a także dowolną konfigurację każdego elementu ekranu - od krzywych po nazwy parametrów,
    - Technologia IntelliVue - dostęp do informacji różnych systemów w szpitalnej sieci — aptecznego, laboratoryjnego, zarządzania EKG, PACS oddziału radiologii, systemów szpitalnych opartych na serwerze i innych — oraz ich dostarczanie do monitora pacjenta,
    - Pokrętło nawigacyjne ułatwia wprowadzanie informacji i nawigację po ekranie,
    - Alarmy akustyczne i wizualne,
    - Gniazdo Defib Synch, LAN,
- **Wyposażony w moduł PHILIPS Model M3001A z okablowaniem:**
  - EKG /RESP - Fabrycznie nowy przewód 3 - odprowadzeniowy z przedłużką,
  - SPO<sub>2</sub> - Nowy czujnik silikonowy,
  - NBP - Mankiet z przewodem powietrznym,
  - TEMP - Gniazdo złącza temperatury, **(brak czujnika w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- **Moduł analizy gazów PHILIPS IntelliVue, model G5 M-1019A:**
  - Ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym gazów oddechowych i środków anestetycznych (jednocześnie),
  - IntelliVue G5 całkowicie integruje się z anestetycznymi monitorami pacjenta Philips IntelliVue MP40/50/60/70/80/90,
  - Automatyczna identyfikacja maksymalnie dwóch środków anestetycznych,
  - Poziomy wdechowe i wydechowe wszystkich gazów,
  - Częstość oddechów (awRR) wyliczona na podstawie krzywej CO<sub>2</sub>,
  - Minimalne stężenia pęcherzykowe (MAC),
  - Długotrwała stabilność umożliwia prostą, rzadką kalibrację,
  - Indywidualne progi alarmowe dla każdego parametru,
  - Szybki dostęp do najczęściej stosowanych funkcji,
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 37 x 20 x 43 cm,
- Waga: 11 kg,
- Kat 04,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

