



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Parownik środków wziewnych DATEX-OHMEDA ISOTEC 5 (Izofluran/Isoflurane) (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji anglii,
- Zasilanie: 230 V,
- **GE Datex-Ohmeda TEC 5 Isoflurane** jest przeznaczony do stosowania poza obiegiem w technikach ciągłego przepływu znieczulenia wziewnego. TEC 5 jest kompensowany temperaturą, przepływem i ciśnieniem, dzięki czemu jego wydajność pozostaje względnie stała pomimo chłodzenia spowodowanego parowaniem,
- **Parownik TEC 5** można instalować w aparatach do znieczulania Datex-Ohmeda wyposażonych w kolektor mocujący Selectatec. Do wykonania tej czynności nie są potrzebne żadne narzędzia, a aparat do znieczulania nie musi być wyłączany z eksploatacji,
- Możliwość odczytu poziomu płynnego anestetyku dzięki wskaźnikowi umieszczonemu na przedniej ścianie parownika,
- Pojemność cieczy (suchy knot): 300 ml,
- Ciecz zatrzymywana przez knot: 75 ml,
- Temperaturowy zakres pracy: 18°C do 35°C,
- Wymiary: 6.5 x 11 x 25 cm,
- Waga: 7 kg,
- Kat 02,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesiący,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

