



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Łaźnia wodna KÖTTERMANN TYP 3044 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowana (używana),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2000 W,
- Łaźnia wodna **Köttermann** z stali nierdzewnej ze sterowaniem analogowym,
- Duże, optymalnie zaprojektowane naczynie wannowe,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Zakres regulacji temperatury: +2 / +100 °C,
 - Pojemność wanny (pełna pojemność ok. 15,5 L, pojemność nominalna: 15 litrów, pojemność robocza 12 litrów),
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Półka podstawy,
- Wymiary:
 - Otwór wanny: 25.5 x 40.5 cm,
 - Głębokość wanny: 15 cm,
 - Wymiary całkowite: 74 x 33 x 28 cm,
- Waga: 13 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowa do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

