



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor AGILENT V26CT ANESTHESIA - MODUŁ M1041A (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 2 wbudowane akumulatory 12 V - **brak akumulatorów w zestawie (możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Kolorowy wyświetlacz o przekątnej ekranu: 10",
 - Płynna regulacja jasności ekranu,
 - Alarmy akustyczne i wizualne,
 - Wygodny uchwyt i wytrzymała obudowa ułatwiają przenoszenie,
- **Listwa modułowa PHILIPS:**
 - Wejście EKG,
 - Wejście: SPO2,
 - Wejście: NIBP,
 - Drukarka do raportów o średnicy papieru 5.5 cm,
- **Menu w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód połączeniowy modułu,
 - Nowy przewód EKG 3-żyłowy,
 - Nowy przewód SPO2,
 - Mankiet NIBP,
- Wymiary:
 - Monitora: 33 x 24 x 30 cm,
 - Modułu: 42 x 14 x 17 cm,
- Waga całkowita: 10 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

