



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Bieżnia do prób wysiłkowych ASPEL B612 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji polskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 2300 VA,
- **Bieżnia ASPEL B612** służy do badań wysiłkowych oraz rehabilitacji kardiologicznej wyposażona w unikalne na świecie rozwiązania usprawniające praktykę medyczną,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Współpraca z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej AsTER,
 - Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h,
 - Kąt pochylecia regulowany od 0% do 25%,
 - Długość użytkowa taśmy: 130 cm, szerokość 500 cm,
 - Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymuje bieg taśmy,
 - Funkcja ZERO START,
 - Unikalny system kontroli nachylenia - wbudowany inklinometr zapewniający automatyczne poziomowanie bieżni i niwelację nierówności podłoża,
 - Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach:
 - 10 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym,
 - 2 odprowadzenia w trybie treningowym,
 - Czulość 2,5/5/10/20 mm/mV,
 - Przesuw 25/50/100 mm/s,
 - Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz,
 - Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej,
 - Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232,
- Zestaw wyposażony w oprogramowanie CARDIOTEST 2.71.00 (2006 r.),
- **Możliwość wyboru w systemie dowolnego języka,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Przewód RS-232,
 - Przewód EKG 10-cio odprowadzeniowe,
 - Komputer + monitor operatora,
 - Stolik operatora,
- Wymiary:
 - Bieżni: 82 x 200 x 125 cm,
 - Stanowiska operatora: 90 x 60 x 80 cm,
- Maksymalny udźwig: 180 kg,
- Waga: 170 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

