



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Nawilżacz podgrzewacz respiratorowy FISHER & PAYKEL MR850 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji Nowozelandzkiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 150 W,
- Jeden przycisk wybiera optymalny poziom temperatury i wilgotności dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków,
- Łatwa konfiguracja dzięki prostemu sterowaniu i czytelnemu wyświetlaczowi,
- System alarmowy,
- Zaawansowane algorytmy i zdolność do wykrywania przepływu,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Tryb inwazyjny:
    - Wylot komory: 35.5 – 42 °C / drogi oddechowe: 35 – 40 °C,
  - Tryb nieinwazyjny:
    - Wylot komory: 31 – 36 °C / drogi oddechowe : 28 – 34 °C,
  - Zakres temperatur:
    - Od 10 do 70 °C / dokładność 0.3 °C (zakres 25 – 45 °C),
- Brak czujnika temperatury oraz adaptera podgrzewacza obwodu oddechowego (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary:
  - Całkowite: 14 x 17 x 16 cm,
- Waga: 1,5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

