



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Urodynamika PICO SMART MEDICA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2015 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 24 V 120 W,
- **System PICO SMART** oparty jest na zaawansowanym module SAU-URO, o parametrach pomiarowych dostosowanych do najsurowszych wymagań stawianych diagnostyce urodynamicznej i manometrycznej.
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Moduł SAU-URO,**
 - Przepływ cewkowy,
 - Cystometria,
 - Ciśnienie / przepływ,
 - Profilometria cewkowa (spoczynkowa i wysiłkowa),
 - Profilometria przestrzenna 3D z wektorową prezentacją zwieracza,
 - Przewodnictwo,
 - VLPP, CLPP, ALPP, DLPP,
 - Elektromiografia z pomiarem impedancji (EMG),
 - Cavernosometria,
 - Biofeedback,
 - Manometria przełyku i odbytu z przestrzenną 3D prezentacją zwieracza,
 - Ilość kanałów łącznie- 14 (do 8 x ciśnienie, 1 x przepływ, 1 x infuzja, 1 x puller, 1 x COND, 2 x EMG),
 - **Komputer DELL:**
 - System: Windows 8.1
 - Przekątna wbudowanego ekranu: 23",
 - Procesor: Intel Core i5,
 - Dysk SATA III 512 GB,
 - Wbudowane porty:
 - Ethernet,
 - HDMI IN x1,
 - HDMI OUT x1,
 - DisplayPort x1,
 - USB 3.0 x4,
 - USB 2.0 x2,
 - Audio x1,
 - **Wózek PICO-SMART:**
 - Wysuwana półka na klawiaturę,
 - Wbudowany zasilacz 800 W,
 - Specjalizowany uchwyt do komputera,
 - Cztery podwójne antystatyczne koła (2 z hamulcami)
 - Wbudowany wieszak na kable regulowany w zakresie 95 cm,
 - **Statyw wagi + kubek:**
 - Regulacja ramienia statywu w zakresie: 70 cm,
 - Regulacja uchwytu lejka: 30 cm,
 - Kubek z miarką: 1L,
- **W zestawie:**
 - Komputer DELL,
 - Drukarka HP,
 - Moduł SAU-URO,
 - Bezprzewodowa waga + zasilacz,
 - Klawiatura + mysz DELL,
 - Puller + 3x przetwornik,
 - Statyw wagi + kubek,
 - Kabel zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 70 x 75 x 155 cm,
 - Statywu na wagę: 40 x 35 x 77 cm,
- Waga: 67 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

