



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Łóżko szpitalne (OIOM) MALEVESTIO VIVO (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowane (używane),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej, (2018 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez wbudowane akumulatory,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 750 VA,
- **VIVO** to łóżko elektryczne do intensywnej opieki medycznej, o 4 ruchomych segmentach, z regulacją wysokości przy pomocy wysokowydajnych kolumn teleskopowych. Leże łóżka wyposażone jest w opatentowany, INNOWACYJNY SYSTEM PAS (zapobiegający ześlizgiwaniu się pacjenta), który KOMPENSUJE SPYCHANIE pacjenta w kierunku nóg łóżka. Szczyt po stronie nóg posiada zintegrowany, wielofunkcyjny ekran dotykowy do sterowania regulacją leża i systemem pompowania materaca powietrznego VI•MAT oraz systemem ważenia pacjentów VI•WEIGHT,
- **Materac powietrzny** jest pompowany przy pomocy sprężarki wbudowanej w szczycie od strony nóg, co ułatwia czyszczenie i zmniejsza całkowite wymiary instalacji doprowadzającej powietrze do materaca. Dzięki funkcji przechylania bocznego, możliwe jest programowanie leczenia rotacyjnego dla pacjentów z komplikacjami płucnymi. Wszystkie elementy sterujące są rozmieszczone w sposób ergonomiczny i oznakowane w sposób intuicyjny ikonami łatwo zrozumiałymi zarówno dla personelu medycznego, jak i dla pacjenta,
- Oprócz cyfrowego ekranu dotykowego, łóżko może być obsługiwane za pomocą paneli sterujących umieszczonych po zewnętrznej stronie barierek bocznych i wyposażonych w oświetlenie LED dla lepszej widoczności w nocy. Dioda LED miga w przypadku alarmu lub wezwania pielęgniarki. Funkcje przycisków dla pacjenta, znajdujących się po wewnętrznej stronie barierek bocznych, mogą być blokowane przez personel pielęgniarski.
- Przechyleniem na boki można sterować przy pomocy pedałów, co ułatwia operatorowi opiekę nad pacjentem. Pulpit sterowniczy umożliwia również programowanie funkcji terapii rotacyjnej.
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Obustronne zewnętrzne panele operatora sterujące funkcjami łóżka,
  - Zintegrowany panel pacjenta z intuicyjnymi ikonami,
  - Dotykowy panel operatora po stronie nożnej pacjenta służący do zarządzania wszystkimi funkcjami oraz ustawieniami łóżka,
  - Elektryczna regulacja oparcia pleców: 0 / + 68°,
  - Pozycja Trendelenburga 16°,
  - Anty- Trendelenburga w zakresie 15°,
  - Elektryczne pochylenie obustronne pochylenie boczne: 15 / - 15°,
  - Elektryczna regulacja złamania kolan: 0 / + 25° (przyrostowo, w stosunku do kąta pochylenia segmentu centralnego),
  - Kąt segmentu ud: 0 / - 55° (w stosunku do kąta podkolaników) ,
  - Możliwość elektrycznego wydłużenia łóżka w zakresie 23 cm,
  - Regulacja wysokości w zakresie: 48 - 82 cm,
  - Przycisk touch-reset,
  - Obustronna dźwignia CPR,
  - Obustronny pedał CPR,
  - Przezierność RTG,
  - Zintegrowana waga pacjenta,
  - Sterowanie nożne,
  - Wbudowany materac,
  - System antypoślizgowy pacjenta,
  - Piąte koło,
  - Centralny układ hamulcowy z wbudowanym alarmem koła,
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Zapasowe pokrycie materaca,
  - Niskociśnieniowy materac powietrzny, o podwójnym trybie wypełniania
  - Pokrycie wymienne,
- Wymiary:
  - Całkowite: 108 x 219 cm,
  - Długość platformy: 198 cm,
  - Szerokość platformy: 90 cm,
  - Prześwit pod łóżkiem: 13 cm,
- Maksymalny udźwig:
  - Pacjenta: 190 kg,
  - Z obciążeniem roboczym: 260 kg,
- Waga całkowita: 240 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

