



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser diodowy DIOSHIRO HS-810 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Laser diodowy DioShiro**, dzięki wysoce zaawansowanym parametrom emitowanej monochromatycznej wiązki laserowej, gwarantuje precyzję i efektywność zabiegu. To najnowsze rozwiązanie w kosmetologii, dermatologii i medycynie estetycznej. Wiązka lasera oddziałuje na melaninę zawartą w cebulce włosa, nie uszkadzając przy tym otaczającego ją naskórka,
- Bez względu na fototyp skóry, urządzenie trwale usuwa owłosienie niezależnie od rodzaju pigmentu, obszaru ciała i głębokości położenia cebulek włosów. Stała temperatura emitowanego impulsu zapewnia skuteczność i bezbolesność zabiegu, a zastosowany filtr wody oraz filtr dejonizacyjny stanowią podwójną ochronę, wydłużając żywotność diod oraz całego systemu,
- Dodatkowo urządzenie posiada funkcję laserowego odmładzania skóry SSR - najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologię leczącą dolegliwości spowodowane starzeniem się skóry i jej nadmierną ekspozycją na słońce,
- **Cechy:**
 - Możliwość pracy w trzech trybach zabiegowych: Stack Mode, Professional Mode, SHR Mode, co znacznie skraca czas zabiegu,
 - Wysoka skuteczność zabiegów dzięki monochromatycznej wiązce promieniowania,
 - Doskonały system schładzania kryształu szafiru i zaawansowany wodny system chłodzenia TEC zapewniają komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabiegu,
 - Funkcja laserowego odmładzania skóry twarzy i ciała (SSR) spłyca zmarszczki i wyrównuje kolorystykę skóry,
- **Wskazania:**
 - Usuwanie owłosienia,
 - Redukcja przebarwień,
 - Spłycenie zmarszczek,
 - Poprawa gęstości skóry,
 - Redukcja blizn i rozstępów,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Długość fali: 810 ± 10 nm
 - Rozmiar plamki: 12 x 28 mm,
 - Gęstość energii: 90 J/cm²
 - Szerokość impulsu: 10 - 400 ms,
 - Szafirowe chłodzenie styków: -4 / +4° C,
 - Wyświetlacz: 8" kolorowy ekran dotykowy,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, IT, FR, ES, PT, RU, GR, DE, TR, CN, HU, FA, AR,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Głowica,
 - Okulary,
 - 5 x karty ID ,
 - 1 x karta zarządzania,
 - Załącznik nożny,
 - Zwora testu chłodzenia,
 - 2x kluczyk,
- Wymiary:
 - Całkowite urządzenia: 46 x 60 x 38 cm,
 - Całkowite skrzyni ochronnej: 70 x 55 x 70 cm,
- Waga:
 - Urządzenia: 35 kg,
 - Całkowita: 63 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

