



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Laser diodowy DIOSHIRO HS-810 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C, (2016 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Laser diodowy DioShiro**, dzięki wysoce zaawansowanym parametrom emitowanej monochromatycznej wiązki laserowej, gwarantuje precyzję i efektywność zabiegu. To najnowsze rozwiązanie w kosmetologii, dermatologii i medycynie estetycznej. Wiązka lasera oddziałuje na melaninę zawartą w cebulce włosa, nie uszkadzając przy tym otaczającego ją naskórka,
- Bez względu na fototyp skóry, urządzenie trwale usuwa owłosienie niezależnie od rodzaju pigmentu, obszaru ciała i głębokości położenia cebulek włosów. Stała temperatura emitowanego impulsu zapewnia skuteczność i bezbolesność zabiegu, a zastosowany filtr wody oraz filtr dejonizacyjny stanowią podwójną ochronę, wydłużając żywotność diod oraz całego systemu,
- Dodatkowo urządzenie posiada funkcję laserowego odmładzania skóry SSR - najnowszą i najbardziej zaawansowaną technologię leczącą dolegliwości spowodowane starzeniem się skóry i jej nadmierną ekspozycją na słońce,
- **Cechy:**
  - Możliwość pracy w trzech trybach zabiegowych: Stack Mode, Professional Mode, SHR Mode, co znacznie skraca czas zabiegu,
  - Wysoka skuteczność zabiegów dzięki monochromatycznej wiązce promieniowania,
  - Doskonały system schładzania kryształu szafiru i zaawansowany wodny system chłodzenia TEC zapewniają komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabiegu,
  - Funkcja laserowego odmładzania skóry twarzy i ciała (SSR) spłyca zmarszczki i wyrównuje kolorystykę skóry,
- **Wskazania:**
  - Usuwanie owłosienia,
  - Redukcja przebarwień,
  - Spłycenie zmarszczek,
  - Poprawa gęstości skóry,
  - Redukcja blizn i rozstępów,
- **Specyfikacja techniczna:**
  - Długość fali: 810 ± 10 nm
  - Rozmiar plamki: 12 x 28 mm,
  - Gęstość energii: 90 J/cm<sup>2</sup>
  - Szerokość impulsu: 10 - 400 ms,
  - Szafirowe chłodzenie styków: -4 / +4° C,
  - Wyświetlacz: 8" kolorowy ekran dotykowy,
- **Możliwość wyboru menu w języku: PL, EN, IT, FR, ES, PT, RU, GR, DE, TR, CN, HU, FA, AR,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Głowica,
  - Okulary,
  - 5 x karty ID ,
  - 1 x karta zarządzania,
  - Załącznik nożny,
  - Zwora testu chłodzenia,
  - 2x kluczyk,
- Wymiary:
  - Całkowite urządzenia: 46 x 60 x 38 cm,
  - Całkowite skrzyni ochronnej: 70 x 55 x 70 cm,
- Waga:
  - Urządzenia: 35 kg,
  - Całkowita: 63 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

