



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Ewakuator dymu ERBE IES 300 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3.0 A
- **Ewakuator dymu ERBE IES 300** odsysa szkodliwe frakcje lotne z pola operacyjnego i zwiększa bezpieczeństwo pracy poprzez zminimalizowanie ilości wdychanych niepożądanych substancji przez personel medyczny,
- Programowany i sterowany przez diatermię, ale możliwe jest również sterowanie ręczne pracą aparatu przez panel kontrolny,
- Niski poziom hałasu podczas pracy mimo wysokiego natężenia przepływu,
- Całościowa koncepcja bezpieczeństwa: np. automatyczna blokada na wypadek zassania tkanki (przy wysokiej prędkości przepływu),
- Duża trwałość filtra (35 h) przy najwyższej prędkości przepływu,
- Przepływ powietrza (wolny przepływ): 1600 l/min,
- Maksymalny przepływ: 650 l/min,
- **Brak głównego filtra (istnieje możliwość doposażenia za dodatkową opłatą),**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Łącznik diatermia – ewakuator,
- Wymiary: 41 x 37 x 21 cm,
- Waga: 14 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

