



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa do żywienia dojelitowego FRASENIUS KABI APPLIX VISION D (Rekondycjonowany (używany))

- Używana, stan techniczny bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: Poprzez nowy wbudowany akumulatory 4,8 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 VA,
- Pompa posiada wyświetlacz o wymiarach 45 x 60 mm,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Pompa Applix Vision D** przeznaczona jest wyłącznie do żywienia enteralnego,
- Jest bardzo prosta w obsłudze i może być używana zarówno przez pacjentów domowych jak i w leczeniu szpitalnym,
- Pompa posiada program żywienia ciągłego oraz funkcje zapewniające bezpieczeństwo pacjentów:
 - Praca ciągła,
 - Praca impulsowa,
 - Dawka impulsu 1: 500 ml,
 - Przerwy pomiędzy impulsami: 1 - 24 h,
- Dokładność podawania pokarmy przy prędkości powyżej 3 ml/h,
- Prędkość dostarczania produktu żywieniowego: 1 - 600 ml / h;
- Objętość produktu żywieniowego do podania: 1 - 5000 ml;
- Dokładność podawania pokarmu: 10 %;
- Maksymalne ciśnienie operacyjne: 200 kPa;
- Czas pracy pompy zasilanej z akumulatora przy 125ml / h: 24 h;
- Łatwe czyszczenie dzięki wyjmowanym drzwiom,
- Regulowana głośność alarmu,
- Pompę można mocować uniwersalnie, pionowo i poziomo do okrągłych oraz kwadratowych szyn,
- **Wyposażenie:**
 - Przewód zasilający,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Uchwyt pompy,
 - Stacja dokująca,
- **Możliwość doposażenia w zestaw do podawania diet dojelitowych w opakowaniach miękkich za dodatkową opłatą,**
- Wymiary: 21 x 15,5 x 14 cm,
- Waga: 1,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

