



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stół operacyjny SORDINA ST3E (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory: 12V 12Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **SORDINA ST3E** to wygodny, mobilny stół operacyjny przeznaczony dla wszystkich specjalizacji chirurgicznych,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze czarnym (możliwość wymiany tapicerki na nową za dodatkową opłatą),**
- 5 - segmentowy,
- Napęd elektromechaniczny,
- **Regulowany elektrycznie za pomocą pilota przewodowego w wielu płaszczyznach:**
  - Wysokości w zakresie: 72-108 cm,
  - Pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie: 30°,
  - Przechyłu bocznego w zakresie: 20°,
  - Przycisk pozycji „0”,
- **Manualna regulacja:**
  - Kąta oparcia w zakresie: -45° do 75°,
  - Kąta nachylenia zagłówka w zakresie: 95°,
  - Segmentu nóg, kąt nachylenia oraz odwodzenia bocznego w zakresie: 90°,
- **Posiada:**
  - Przezierność X-RAY,
  - Szyny do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej,
- Mobilny z centralnym hamulcem,
- **Możliwość doposażenia stołu (za dopłatą) w dodatkowe akcesoria, przykładowe widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
  - Ładowarka,
  - Pilot przewodowy,
- Wymiary:
  - Leża: 200 x 52 cm,
  - Podstawa: 112 x 55 cm,
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 190 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

