



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autorefraktometr TOPCON RM-A6000 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 130 VA,
- **Topcon RM - A6000** jest autorefraktometrem do komputerowego badania i oceny ostrości wzroku poprzez dokonanie pomiarów krzywizny rogówki oraz soczewki oka,
- Samo badanie autorefraktometrem polega na wpuszczeniu do oka wiązki promieniowania podczerwonego i dokonaniu analizy refleksów wiązki odbijających się od struktur oka. Wbudowany w urządzenie komputer dokonuje dokładnej analizy uzyskanych refleksów, na podstawie czego generuje dane pokazujące określoną wadę refrakcji u pacjenta,
- **Cechy produktu:**
 - Manualna regulacja wysokości:
 - Podium za pomocą joysticka,
 - Podparcia dla podbródka za pomocą śruby,
 - Praktyczny joystick ułatwia ustawienie parametrów do testu,
 - Przycisk chwilowy uruchamia wybrane badanie,
 - Wyświetlacz TV o przekątnej 4",
 - Możliwość regulacji jasności oraz kontrastu,
 - Wbudowana drukarka na papier termiczny o szerokości 6 cm,
 - Złącze RS - 232C do transmisji danych do komputera,
 - Możliwość wyświetlenia 6 - ciu optotypów do badania wzroku,
 - Przełączanie między optotypami za pomocą foliowanych przycisków nad ekranem TV,
- **Funkcje dostępne z poziomu panelu sterowania:**
 - Przełączenie pomiędzy trybem manualnym / automatycznym,
 - Przycisk powiększenie / pomniejszenie,
 - Przycisk drukowania,
- Parametry dostępne z poziomu ukrytego pod klapką panelu:
 - VD pacjenta: 12 lub 13,75 mm
 - Krok pomiarowy (STEP): 0.12 lub 0,25
 - Cylinder (CYL): +, - lub MIX,
- **Menu w języku Angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
- Wymiary ogólne: 27,5 x 45 x 47,5 cm,
- Waga: 21 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

