



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szyna CPM do rehabilitacji stawu barkowego KINETEC CENTURA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji francuskiej, (2013 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 50 W,
- **Tapicerka z atestem medycznym w kolorze miętowym,**
- **Kinetec Centura** jest to szyna do ćwiczeń biernych stawu barkowego, do ćwiczeń izolowanych.
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Odwiedzenie/przywodzenie ze stałą rotacją: 20°/160°,
 - Odwiedzenie/przywodzenie zsynchronizowane z rotacją przywodzenia 20°/ odwiedzenia 160° rotacji wewnętrznej 30° / rotacji zewnętrznej 90°,
 - Rotacja ze stałym odwiedzeniem / przywodzeniem 60° wewnętrzna - 90° zewnętrzna,
 - Zgięcie/wyprost: 20° / 180°,
 - Odwodzenie horyzontalne od -30° do 110°,
 - Możliwość rozłożenia oparcia pleców pod kątem 90° do pozycji siedzącej,
 - Zdemontowalny podłokietnik pacjenta z możliwością zamontowania go po drugiej stronie,
 - **Funkcje pilota:**
 - Zakresu ruchu,
 - Szybkość,
 - Przerwy,
 - Zakres czasu,
 - Funkcja trybu programowania: możliwość wstępnego zaprogramowania 16 protokołów,
- **Wskazania do używania szyny:**
 - Całkowite przemieszczenie kości ramiennej,
 - Powtarzające się zwichnięcie kości ramiennej,
 - Uszkodzenie stożka rotatorów,
 - Złamanie kości ramienia,
 - Złamanie łopatki,
 - Nacięcie torebki stawowej,
 - Reumatoidalne zapalenie stawów,
 - Wszystkie typy zeszczywnienia stawu,
 - Kapsulotomia,
 - Plastyka wyrostka barkowego,
 - Poparzenia,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim(PDF),
 - Przewód zasilający,
 - C.E.M. - dodatkowy moduł do szyny Centura z ruchem zgięcie/ wyprost łokcia,
 - Abduction - dodatkowy moduł do szyny Centura z ruchem odwiedzenie horyzontalne,
- Wymiary:
 - Całkowite: 70 x 75 x 100 cm,
- Maksymalny udźwig: 135 kg,
- Waga: 45 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

