



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta MINDRAY VS-800 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C.,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 12 V 2.3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Mindray VS-800** to wieloparametrowy monitor pacjenta dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. Parametry, które można monitorować, obejmują; SpO2, PR, NIBP i TEMP. VS -800 posiada duży ekran LCD, który może wyświetlać przebiegi o wysokiej rozdzielczości. Monitor może przechowywać do 100 identyfikatorów pacjentów i 1200 rekordów, a także umożliwia przesyłanie danych do komputera PC lub stacji centralnej w celu przeglądu. Mindray VS-800 jest wyposażony w wymiowaną i ładowalną baterię litowo-jonową, która zapewnia do 10 godzin ciągłej pracy.
- **Cechy:**
 - Odpowiedni dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków,
 - Klucznie sprawdzona technologia SpO2,
 - Technologia termometru SmarTemp,
 - Regulowane alarmy dźwiękowe i wizualne,
 - Sieć stacji centralnej,
 - Wymiowany i ładowalny akumulator,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - **Wyświetlacz:**
 - 7-segmentowe diody LED: ciśnienie skurczowe, rozkurczowe, średnie, SpO2, temperatura i częstość tętna,
 - 3,4-calowy wyświetlacz LCD FSTN: Rozdzielczość: 320 x 160, odstęp 0,24 x 0,24 mm,
 - Ślad: 1 krzywa pletyzogramu,
 - Prędkość przemieszczania: 25 mm/s,
 - **NIBP:**
 - Metoda: Automatyczna oscylometryczna,
 - Zakres: Dorośli: 10–270 mmHg, Dzieci: 10–200 mmHg, Noworodki: 10–135 mmHg,
 - Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem: tak,
 - Tętno: 40-240 uderzeń na minutę,
 - Rozdzielczość tętna: 1 bpm,
 - Dokładność tętna: ± 2 uderzenia na minutę,
 - **SPO2:**
 - Zakres: 0-100%,
 - Rozdzielczość: 1%,
 - Dokładność:
 - Mindray SpO2: dorośli/dzieci: $\pm 2\%$ (70-100%), noworodki $\pm 3\%$ (70-100%),
 - Masimo SpO2: dorośli/dzieci: $\pm 2\%$ (70-100%), noworodki $\pm 3\%$ (70-100%),
 - Nellcor SpO2: dokładność: $\pm 2-3,5\%$ (70-100%),
 - Tętno:
 - Mindray SpO2: zakres: 20–254 uderzeń na minutę,
 - Masimo SpO2: zakres: 20–240 uderzeń na minutę,
 - Nellcor SpO2: zakres: 20–250 uderzeń na minutę,
 - Rozdzielczość: 1 bpm,
 - Dokładność: ± 3 uderzenia na minutę,
 - **Czujnik temperatury:**
 - Zakres: 25-44°C (77-112,2°F),
 - Rozdzielczość: W trybie monitorowania: 0,2°F (0,1°C),
 - Dokładność: W trybie monitorowania: 77-89,6°F (25-32°C): $\pm 0,3°F$ ($\pm 0,2°C$); 32-44°C: $\pm 0,2°F$ ($\pm 0,1°C$),
 - Czas pomiaru: <12s,
 - **Rejestrator:**
 - Typ: Wbudowany, układ termiczny,
 - Szerokość rekordu: 48 mm (papier rejestracyjny 50 mm),
 - Szybkość druku: 25 mm/s,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Mankiet NIBP + przewód,
 - Czujnik MINDRAY SPO2,
- Wymiary: 17 x 17 x 24 cm,
- Waga: 3.5 kg
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON



PRAISTON