



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Autoklaw WOSON HSV IID7 (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji P.R.C. (2011 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc znamionowa: 1400 VA,
- Klasa urządzenia: B,
- Urządzenie przeznaczone jest do sterylizacji wszystkich zapakowanych i niezapakowanych, solidnych, wklęsłych przedmiotów typu A oraz porowatych przedmiotów,
- Czytelny cyfrowy wyświetlacz LCD z automatycznym wyłączaniem w celu oszczędzania energii,
- **Programy pracy:**
 - Program szybkiej sterylizacji (PROMPT) - temperatura 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 3 min; czas suszenia 10 min,
 - Program sterylizacji zestawu narzędzi (PACKAGE) - temperatura 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 5 min; czas suszenia 10 min,
 - Program sterylizacji bawełny lub wybranych narzędzi (COTTON) - temperatura 134°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 17 min,
 - Program sterylizacji gumy lub wybranych narzędzi (RUBBER) - temperatura 121°C; ciśnienie 2.1 bar; czas programu sterylizacji 15 min; czas suszenia 17 min,
- **Testy:**
 - Vacuum Test,
 - Test Bowie&Dick,
 - Test Helix,
- **Specyfikacja techniczna:**
 - Komora autoklawu wykonana ze stali nierdzewnej,
 - Pojemność komory: 7 litrów,
 - Maksymalne ciśnienie pracy: 2.5 bar,
 - Minimalne ciśnienie pracy: - 0.9 bar,
 - Maksymalna temperatura: 145 °C,
 - Głośność: < 50 dB,
 - Wbudowane wejście na podłączenie drukarki,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku polskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
 - Tace do sterylizacji - 3 szt.,
 - Uchwyt do tacek,
 - Rurka doprowadzająca wodę
- Wymiary:
 - Tacki: 13 x 26 x 2 cm,
 - Komory: Ø 17 x 32 cm,
 - Całkowite: : 37,5 x 55 x 38 cm,
- Waga zestawu: 45.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiące na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

