



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny MEDELA MEDIAN (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 110 W,
- **Specyfikacja:**
 - Wytwarzane podciśnienie: -85 kPa / -638 mmHg,
 - Wydajność: max. 30 l/min,
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Wbudowany manometr,
 - Wyposażony w listwę do mocowania słojów i dodatkowego osprzętu,
- **W zestawie:**
 - Przewód zasilający,
 - Słój SERRES pojemności 2000 ml (na wkłady jednorazowe) oraz słój przelewowy o pojemności 250 ml (autoklawowalny),
 - Wąż ssący o długości 180 cm,
- Wymiary: 49,5 x 62 x 93,5 cm,
- Waga: 24 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiący na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

