



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Aparat KTG BIONICS IFM-500 (Rekondycjonowany (używany))**

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji koreańskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **IFM-500** to mobilny i lekki monitor, stosowany w położnictwie i ginekologii do diagnostyki prenatalnej płodu,
- Monitor przeznaczony jest do monitorowania i rejestracji tętna u 2 płodów oraz skurczów macicy,
- Obsługiwany przez pacjentkę znacznik zdarzeń oraz możliwość monitorowania ruchów płodu sprawiają, że badanie jest bezbolesne, a system alarmowy natychmiast powiadamia o wszelkich zmianach,
- **Wyposażony w:**
  - Cyfrowe wyświetlacze pokazujące:
    - Dokładne i stabilne FHR (płodu HeartRate),
    - UC (skurcz macicy),
    - FM (ruch płodu) wyodrębnione automatycznie,
  - Wbudowaną drukarkę termiczną, która automatycznie drukuje dane za okresy 10, 20, 30, 40, 50, 60 minut, co pozwala na otrzymanie pełnej informacji o stanie pacjenta,
  - Wygodny uchwyt do przenoszenia,
- **Specyfikacja:**
  - Częstotliwość pracy: 2,0 MHz,
  - Intensywność: 10 mW/cm<sup>2</sup> lub mniej,
  - Pomiar FHR:
    - Podwójny wyświetlacz i nagrywanie FHR,
    - Zakres pomiarowy: 50-240 bmp (uderzeń na minutę),
    - Dźwięk bicia serca płodu,
    - Lampka rytmu serca płodu,
    - Wskaźnik jakości sygnału,
    - Funkcja alarmu FHR,
    - Automatyczne rozpoznawanie zastosowanego przetwornika,
  - Pomiar FM:
    - Automatyczny pomiar za pomocą częstotliwości przesunięcia Dopplera,
  - Pomiar UC:
    - Pomiar zewnętrzny (metoda pierścienia ochronnego),
    - Funkcja kalibracji,
    - Wyświetlanie wartości UC na paski LED,
    - Wyświetlanie i rejestrowanie wartości UC,
  - Drukarka:
    - Termiczna 8 punktów/mm,
    - Szybkość druku: 1,2 lub 3 cm/min.,
    - Kontrast druku: 1 (normalny), 2, 3, 4,
    - Auto. wydruki 10, 20, 30, 40, 50, 60 min.,
- **Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,**
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Przewód zasilający,
  - Głowica DOP - 2 szt.,
  - Głowica UC - 1 szt.,
  - Przycisk pacjenta,
  - Pasy mocujące głowice - 3 szt.,
- Wymiary:
  - Monitora: 22 x 23 x 22 cm,
- Waga: 12.5 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
  - **6-miesięcy na rynek krajowy (Polska),**
  - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
  - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesięcy na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

