



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Asystor medyczny SCAN MODULE SYSTEM (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- **Realne zdjęcia produktu,**
- Produkcji holenderskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- **Asystor medyczny SCAN MODULE SYSTEM** mobilny na 4 kółkach (2 hamujące),
- Wysuwana szuflada z możliwością blokady na kluczyk,
- Wbudowane ręczki z możliwością wygodnego przemieszczania asystora,
- Konstrukcja wykonana z aluminium oraz plastiku,
- **W zestawie:**
 - Kluczyki do szuflady (4 szt.),
- Wymiary:
 - Górna półka: 46 x 70 cm,
 - Środkowa półka: 40 x 60 cm,
 - Dolna półka: 40 x 60 cm,
 - Wysuwana szuflada: 34.5 x 54 x 20 cm
 - Całkowite: 46 x 70 x 90 cm,
- Waga: 45 kg,
- **Posiada aktualny przegląd i jest gotowy do pracy,**
- **Wystawiony Paszport Techniczny (Raport Serwisowy) ważny przez okres 12-miesięcy,**
- **Gwarancja:**
 - **6-miesiące na rynek krajowy (Polska),**
 - **3-miesiące na rynek międzynarodowy,**
 - **Możliwość przedłużenia gwarancji za dopłatą do 12-miesiący na rynek krajowy oraz międzynarodowy,**
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

