



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ssak chirurgiczny CHEIRON VICTORIA II VERSA (Rekondycjonowany (używany))

- Rekondycjonowany (używany),
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji czeskiej,
- Data produkcji 2013 r.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 110 VA,
- **CHEIRON VICTORIA II VERSA** to model o wysokiej wydajności. Wszechstronny, przeznaczony w szczególności do oddziałów, sal operacyjnych, sal pooperacyjnych, oddziałów intensywnej terapii, położnictwa i zastosowań endoskopowych,
- **Specyfikacja:**
 - Agregat bezobsługowy zaprojektowany do pracy ciągłej,
 - Obudowa wykonana z bardzo wytrzymałego, nietłukącego, ognioodpornego materiału z ochroną UV,
 - Korpus pompy wykonany jest ze stopu aluminium,
 - Zabezpieczenie przed przepiętniem,
 - Bezpieczny regulator podciśnienia,
 - Płynna regulacja siły ssania,
 - Podświetlany włącznik/wyłącznik,
 - Wydajność: 38 l/min,
 - Max podciśnienie: 90 kpa,
 - Drenaż: 0 - 40 cm H₂O,
 - System tłumienia hałasu i wibracji zapewniający wyjątkowo cichą i płynną pracę przy niewiarygodnie niskim poziomie hałasu 39,4 dB
 - Podstawa jezdna posiada szynę do montażu słojów oraz akcesoriów,
 - Montaż na szynie za pomocą kości,
 - Wielorazowy słoć z poliwęglanu o pojemności 2 L posiada:
 - Szeroką, czytelną z każdej strony skalę,
 - Zastawkę działającą jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny,
 - Wygodny uchwyt do przemieszczania,
 - Załącznik nożny estetycznie wbudowany w podstawę jezdny wózka,
 - Mobilny na podstawie jezdnej z podwójnymi kółkami, w tym 2 z hamulcem,
- **W zestawie:**
 - Słoć o pojemności 2 L firmy MAK2000,
 - Kość ze śrubą do montażu słoja,
 - Rurka łącząca zbiornik bezpieczeństwa ze zbiornikiem podstawowym,
 - Wąż pacjenta,
- Wymiary: 46 x 48 x 97 cm,
- Waga: 20 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

